

● SISTEMA DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE PARED (4 EN 1)



Sistema de diagnóstico integrado

Detalles de composición: esfigmomanómetro anerode, oftalmoscopio, termómetro infrarrojos para oído, termómetro electrónico, cesta de almacenamiento, fuente de alimentación para colgar en la pared.



CÓDIGO : KI 2000

Garantía Limitada
2 años

Incluye:



Oftalmoscopio

Ligero y fácil de usar
28 lentes de diptría a diferentes que van desde -25D a +40D
Microdiafragma, diafragma, pequeño, diafragma grande, gráticula, azul cobalto, hendidura, estenoipeica
Polarizador lineal cruzado/sin rojo/filtro ligero



Otoscopio

Luz blanca de pura fibra óptica para una vista estructurada de perilla máxima a través de espejulo.
Luz mínima no reflectora diseñada para proporcionar iluminación máxima de área en el que se esta enfocando.
Espéculo desechable de 2,7 mm: 4,2 mm
Test conducido de membrana timpánica a través de válvula neumática integrada



Infrared Ear Thermometer

Sin mercurio, receptor infrarrojos pasivo, sin radiación.
Pantalla LCD grande
Medición: poner en el oído, y obtener medición de manera precisa
Tiempo de medición: 2s ± 1s



Esfigmomanómetro anerode

Repuestuoso con el medio ambiente y sin mercurio
Escala doble para la placa de marcación.
La placa de marcación con diámetro de 15 cm puede mostrar la presión sanguínea; también es ajustable, de tal manera que podamos medir la presión sanguínea desde diferentes ángulo.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO ESTANDAR DE PARED (2 EN 1)



Garantía Limitada
2 años

CÓDIGO : KI 1000

Incluye:
Otoscopio
Oftalmoscopio

ESPECULOS DE REPUESTO REUSABLES

Compatible con las principales marcas



2,4mm dia. 3mm dia. 4mm dia. 5mm dia



CÓDIGO : KIESP-2.4MM
KIESP-3MM
KIESP-4MM
KIESP-5MM