

# ● Estetoscopio "The Ultimate Lite Pro"

Tecnología Acústica Superior



Estetoscopio de Aluminio con acabado satinado  
Pesa 3,5 onz  
Olivas suaves de silicon  
Anillos anti frio  
Incluye un diafragma y un par de olivas extra




CÓDIGO: KI-810 BGY BORGONA



CÓDIGO: KI-810 RYBL AZUL ROYAL

Prueba de respuesta de frecuencia



CÓDIGO: KI-810 PUR PÚRPURA



CÓDIGO: KI-810 BLK NEGRO



CÓDIGO: KI-810 FRPUR PÚRPURA TRASLUCIDO



CÓDIGO: KI-810 MTCBL AZUL METÁLICO

## ● KITS TENSIÓMETROS Y ESTETOSCOPIOS PROFESIONALES

### KITS TENSIÓMETROS Y ESTETOSCOPIOS RAPPAPORT

*Incluye: Tensiómetro anerode de nylon, estetoscopio rappaport con kit de repuestos, linterna pupilar led y bolso de transporte*



CÓDIGO : 700-R ( ROJO)



CÓDIGO : 700-BL (AZUL)



CÓDIGO : 700-BLK (NEGRO)

También disponibles en:

700-M (MAGENTA) / 700-PUR (PÚRPURA) / 700-HG (VERDE) / 700-T (TURQUEZA) / 700-BGY (BORGONA)

### TENSIÓMETRO PALM

*Para enfermeras que requieren lo mejor al mejor precio*



CÓDIGO: KI-315

### TENSIÓMETRO PALM K&I



CÓDIGO: KI 815

Todos los manómetros K&I tienen garantía ilimitada de por vida.