



● **ACCESORIOS PARA CAMAS
K&I**

COLCHÓN ANTI ESCARAS REGULABLE K&I



CÓDIGO: KI AQ-3000

- Bomba de presión regulable
- Muy silencioso
- Bajo consumo de energía



CÓDIGO: KI AQ2000-1
COMPATIBLE CON LAS
PRINCIPALES MARCAS



MESA DE COMER

CÓDIGO : KI 8902

GRÚA HIDRÁULICA



CÓDIGO : KI 13023

Levanta hasta 500 Lbs.

**PORTA SUERO
ACERO INOXIDABLE
(4 SERVICIOS)**



CÓDIGO : KI 13216

**PORTA SUERO
(2 y 4 SERVICIOS)**



CÓDIGO : KI 5 1040

CÓDIGO : KI 5 1015
(4 SERVICIOS)

**PORTA SUERO
DELUXE**

2 SERVICIOS,
5 RUEDAS



CÓDIGO : KI 13016-2



● CAMAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS K&I

CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA 2 FUNCIONES (Incluye colchón)

NUEVO



CÓDIGO : KI15030SE

- Estructura de acero
- Motor de 2 funciones
- Cabecera y piecera plástica desmontable
- Barandas ajustables de aluminio
- Ruedas de 5" con frenos
- Capacidad de peso: 250 lbs

- Colchón tamaño standard (1900 x 900 x 80 mm)
- Cobertor de colchón extraíble y lavable

CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA 3 FUNCIONES (Incluye colchón)

NUEVO



CÓDIGO : KI15036FE

- Estructura de acero
- Motor de 3 funciones
- Cabecera y piecera plástica desmontable
- Barandas de abs ajustables
- Ruedas de 6" con sistema central de frenado
- Capacidad de peso: 250 lbs

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA



CÓDIGO : 15036

- Estructura metálica de acero pintada.
- Motor de 4 movimientos: piecera, cabecera, piecera y cabecera, ajuste de altura
- Capacidad 300 lbs.
- Garantía de 1 año del motor.

CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA



CÓDIGO : 15030

- Estructura metálica de acero pintada
- Motor de 3 movimientos: piecera, cabecera, piecera y cabecera,
- Incluye manivela para ajustar altura
- Capacidad 300 lbs.
- Garantía de 1 año del motor.

CAMA SEMI-ELÉCTRICA ESTANDAR COMPETITOR



CÓDIGO : 15560